

クールホレスター® 二次元電気泳動ベーシックシステム

¥1,100,000.

商品番号:3630-90



- 18cmゲルストリップに対応。
- 二次元電気泳動を始める際に、これだけは揃えて頂きたいというシステムです。


システム内訳

| | |
|-----------------------------|----|
| クールホレスター®IPG-IEF Type-PX | 1式 |
| パワーホレスター®Pro3900 | 1台 |
| クールホレスター®SDS-PAGE Dual-200K | 1式 |
| SDS-PAGE用ゲルメーカー 37/200 | 1式 |

クールホレスター® 二次元電気泳動ベーシック・プラスシステム

¥1,538,000.

商品番号:3640-90



- ベーシックシステムにSDS-電気泳動装置を追加し、ウエスタンブロットングを行う為の泳動装置とパワーサプライを追加したプラスシステムです。


システム内訳

| | |
|-----------------------------|----|
| クールホレスター®IPG-IEF Type-PX | 1式 |
| パワーホレスター®Pro3900 | 1台 |
| クールホレスター®SDS-PAGE Dual-200K | 2式 |
| SDS-PAGE用ゲルメーカー 37/200 | 1式 |
| プロットホレスター 3910 | 1式 |
| パワーホレスター® 3870 | 1台 |

クールホレスター® 二次元電気泳動プレミアムシステム

¥7,295,000.

商品番号:3660-92



- 二次元電気実験をトータルサポートする最適なシステムです。
- ブランクが空いても使えるよう簡単な操作にしたゲルピッカー、スポット検出のアルゴリズムが最高のゲル画像解析ソフトがセットされております。

システム内訳

| | |
|--------------------------------------|----|
| クールホレスター®IPG-IEF Type-PX | 1式 |
| パワーホレスター®Pro3900 | 1台 |
| クールホレスター®SDS-PAGE Dual-200K | 2式 |
| SDS-PAGE用ゲルメーカー 37/200 | 1式 |
| 二次元電気泳動ゲルピッカーフルオロホレスター®3000(3000-21) | 1式 |
| 二次元電気泳動ゲル画像解析ソフトSpotQuest | 1式 |
| フルオロホレスター®3000及びProgenesis用パソコン | 1式 |

●カタログに記載している価格には消費税は含まれておりません。●カタログに記載の商品名は当社及び各社の商標または登録商標です。●本仕様、外観などは改良のため、予告なしに変更する場合があります。

anatech

アナテック株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番15号 和光湯島ビル

TEL:03-3812-8701 FAX:03-3818-9167

URL : <http://www.anatech.co.jp/>

E-Mail : info@anatech.co.jp

代理店