



微量サンプル多検体コーム


- ウェスタンブロットを用いた多検体同時定量、及び、比較分析が可能で、抗体の使用量を抑える事ができます。
- ウェル幅は1.3mmと2.0mmです。1~5 μ lのサンプル量で電気泳動実験が行えます。
- マイクロコームの幅は85mm(クイックランマイクロスラブ&マイクロミニタイプスラブ用)と135mm(マイクロワイドスラブ&スタンダードスラブ用)です。
サイズが合えば、お手持ち泳動装置でも使用が可能です。



○マイクロサンプルコーム106/35 (35検体)



○マイクロサンプルコーム160/56 (56検体)




マイクロサンプルコーム (35検体用)を使用した電気泳動画像

商品番号	商品名	ウェル数	ウェル幅	ウェル全幅	数量	単価
3081-35	マイクロサンプルコーム106/35	35	1.3mm	77.8mm	1個	¥5,800
3081-26	マイクロサンプルコーム106/26	26	2.0mm	74.5mm	1個	¥5,000
3060-56	マイクロサンプルコーム160/56	56	1.3mm	125.1mm	1個	¥9,500
3060-43	マイクロサンプルコーム160/43	43	2.0mm	123.8mm	1個	¥7,600

クイックラン・マイクロスラブ電気泳動装置 3088MD

¥73,600. 商品番号:3087-00



仕様

泳動用プレート	106W×100H×3mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファەر量	約 500ml	
寸法	125W×95D×135Hmm	500g


- 泳動用プレートのサイズは106W×100H×3mm、2組をセットして電気泳動実験が行えます。
- マイクロサンプルコーム106/35(35検体用)が2個付属します。
- コンパクト設計で、素早く泳動用プレートがセットできます。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3085-01	本体(セフティカバー付)	1台	---
3085-04	泳動用プレート押え(オレンジ色)	1個	¥7,000
3085-34	泳動用プレート(ブレーション/スペーサ付)	2枚	¥2,400
3085-35	泳動用プレート(ノッチ)	2枚	¥2,400
3081-35	マイクロサンプルコーム106/35 (35検体)	2個	¥5,800
3052-03	サンプルサポートガイド	1個	¥3,500
3085-07	ダミーアクリルプレート(厚さ7mm)	1枚	¥1,500
3083-08	専用パッキン	2個	¥1,700
3055-44	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥1,600
3201-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

マイクロミニタイプスラブ電気泳動装置 Double-106MD

¥68,700. 商品番号:3052-00



仕様

泳動用プレート	106W×100H×3mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファەر量	約 260ml	
寸法	145W×120D×115Hmm	250g

- 泳動用プレートのサイズは106W×100H×3mm、2組をセットして電気泳動実験が行えます。
- マイクロサンプルコーム106/35(35検体用)が2個付属します。
- 使用バッファەر量は少量です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3072-01	本体	1台	---
3085-34	泳動用プレート(ブレーション/スペーサ付)	2枚	¥2,400
3085-35	泳動用プレート(ノッチ)	2枚	¥2,400
3081-35	マイクロサンプルコーム106/35 (35検体)	2個	¥5,800
3083-08	専用パッキン	2個	¥1,700
3055-44	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥1,600
3055-42	泳動用プレート押えWクリップ(超特大4個)	1袋	¥800
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500