


**マイクロワイドスラブ電気泳動装置 Single-160MS** **¥58,200.** **商品番号: 3410-00**



- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、1組をセットして電気泳動が行えます。
- マイクロサンプルコーム160/56(56検体用)が1個付属します。
- 多検体のサンプル比較を行い、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。


**セット内容**

商品番号	商品名	数量	単価
3410-01	本体	1台	—
3410-34	泳動用プレート(プレーン/スパーサ付)	1枚	¥4,000
3410-35	泳動用プレート(ノッチ)	1枚	¥5,600
3060-56	マイクロサンプルコーム160/56(56検体)	1個	¥9,500
3083-07	専用パッキン	1個	¥2,500
3055-43	ゲル作成Wクリップ(大4個)	1袋	¥850
3055-41	泳動用プレート押えWクリップ(超特大2個)	1袋	¥400
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

**仕様**

泳動用プレート	160W×100H×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	1組	
使用バッファ容量	約 210ml	
寸法	180W×100D×115Hmm	500g

**マイクロワイドスラブ電気泳動装置 Double-160MD** **¥77,000.** **商品番号: 3420-00**



- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- マイクロサンプルコーム160/56(56検体用)が2個付属します。
- 多検体のサンプル比較を行い、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。


**セット内容**

商品番号	商品名	数量	単価
3420-01	本体	1台	—
3410-34	泳動用プレート(プレーン/スパーサ付)	2枚	¥4,000
3410-35	泳動用プレート(ノッチ)	2枚	¥5,600
3060-56	マイクロサンプルコーム160/56(56検体)	2個	¥9,500
3083-07	専用パッキン	2個	¥2,500
3055-44	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥1,600
3055-42	泳動用プレート押えWクリップ(超特大4個)	1袋	¥800
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

**仕様**

泳動用プレート	160W×100H×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファ容量	約 380ml	
寸法	180W×140D×115Hmm	550g

**マイクロスタンダードスラブ電気泳動装置 Single-160MX** **¥59,600.** **商品番号: 3430-00**



- 泳動用プレートのサイズは160W×160H×4mm、1組をセットして電気泳動が行えます。
- マイクロサンプルコーム160/56(56検体用)が1個付属します。
- 多検体のサンプル比較を行い、泳動距離を必要とする実験に最適です。

**セット内容**

商品番号	商品名	数量	単価
3430-01	本体	1台	—
3060-34	泳動用プレート(プレーン/スパーサ付)	1枚	¥4,000
3060-35	泳動用プレート(ノッチ)	1枚	¥5,600
3060-56	マイクロサンプルコーム160/56(56検体)	1個	¥9,500
3060-38	シール用チューブ(3本)	1袋	¥1,200
3055-44	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥1,600
3055-41	泳動用プレート押えWクリップ(超特大2個)	1袋	¥400
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

**仕様**

泳動用プレート	160W×160H×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	1組	
使用バッファ容量	約 600ml	
寸法	195W×155D×195Hmm	1,000g