


ワイドスラブ泳動装置 (160×100)

ワイドスラブ電気泳動装置 Single-160S

¥55,800.

商品番号:3470-00



仕様

| | | |
|----------|------------------|--------|
| 泳動用プレート | 160×100×4mm | ゲル厚1mm |
| 泳動可能枚数 | 1組 | |
| 使用バッファー量 | 約 210ml | |
| 寸法 | 180W×100D×115Hmm | 500g |

- 最もポピュラーなワイドスラブ泳動装置で好評を頂いております。
- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、1組をセットして電気泳動が行えます。
- 多検体のサンプル比較にて、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。

セット内容


| 商品番号 | 商品名 | 数量 | 単価 |
|---------|------------------------|----|--------|
| 3410-01 | 本体 | 1台 | — |
| 3410-34 | 泳動用プレート (ブレーン/スベータ付) | 1枚 | ¥4,000 |
| 3410-35 | 泳動用プレート (ノッチ) | 1枚 | ¥5,600 |
| 3060-28 | コーム160/28 (28検体) | 1個 | ¥3,800 |
| 3083-07 | 専用パッキン | 1個 | ¥2,500 |
| 3055-43 | ゲル作成Wクリップ (大4個) | 1袋 | ¥850 |
| 3055-41 | 泳動用プレート押えWクリップ (超特大2個) | 1袋 | ¥400 |
| 3203-05 | 出力リード線 (赤・黒) | 1組 | ¥2,500 |

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

ワイドスラブ電気泳動装置 Double-160D

¥69,800.

商品番号:3480-00



仕様

| | | |
|----------|------------------|--------|
| 泳動用プレート | 160×100×4mm | ゲル厚1mm |
| 泳動可能枚数 | 2組 | |
| 使用バッファー量 | 約 380ml | |
| 寸法 | 180W×140D×115Hmm | 550g |

- 最もポピュラーなワイドスラブ泳動装置で好評を頂いております。
- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- 多検体のサンプル比較にて、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。

セット内容

| 商品番号 | 商品名 | 数量 | 単価 |
|---------|------------------------|----|--------|
| 3420-01 | 本体 | 1台 | — |
| 3410-34 | 泳動用プレート (ブレーン/スベータ付) | 2枚 | ¥4,000 |
| 3410-35 | 泳動用プレート (ノッチ) | 2枚 | ¥5,600 |
| 3060-28 | コーム160/28 (28検体) | 2個 | ¥3,800 |
| 3083-07 | 専用パッキン | 2個 | ¥2,500 |
| 3055-44 | ゲル作成Wクリップ (大8個) | 1袋 | ¥1,600 |
| 3055-42 | 泳動用プレート押えWクリップ (超特大4個) | 1袋 | ¥800 |
| 3203-05 | 出力リード線 (赤・黒) | 1組 | ¥2,500 |

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

電気泳動用パワーサプライ・パワーホレスター[®] 3860 (600V500mA)

¥98,000.

商品番号:3860-00



- 定電圧、定電流の2モード電源です。
- SDS-PAGE、サブマリンアガロースゲル、プロットング用のパワーサプライとして幅広く使用可能です。

仕様

| | |
|----------|--------------------------------|
| 制御方式 | スイッチングレギュレータ方式 |
| 設定出力定電圧 | 10V~600V |
| 設定出力定電流 | 1mA~500mA |
| 出力分解能 | 電圧1V 電流1mA |
| タイマー機能 | 9999分 |
| オープン検出回路 | 設定(100uA)又は解除が可能 |
| 安全機能 | 漏れ電流保護回路、出力保護回路、過負荷短絡保護回路、ヒューズ |
| 出力ターミナル | 並列回路にて2系統 |
| 入力 | AC100V±10% 50/60Hz 200W Max |
| 寸法 | 100×300×180Hmm 2.4kg |

付属品

| 商品番号 | 商品名 | 数量 | 単価 |
|---------|----------------------|----|--------|
| 3202-05 | 高電圧用セフティカバー付コード(赤・黒) | 1 | ¥3,000 |
| 3320-54 | 電源コード | 1 | ¥2,500 |