

ラージタイプ泳動装置 (200×200, 270×215)

ラージタイプ電気泳動装置 Double-200K

¥184,000.

商品番号: 3082-00



仕様

泳動用プレート	200×200×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファー量	約 1,800ml	
寸法	270W×130D×260Hmm	3,000g

- 泳動用プレートのサイズは200W×200H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- 外部循環型泳動装置です。恒温循環装置(サーキュライト5710等)を使用して、一定温度で長時間の電気泳動が可能です。
- 発熱を抑えて、泳動距離を必要とする電気泳動実験に最適です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3320-01	本体(セフティカバー付)	1台	—
3068-34	泳動用プレート(ブレン)	2枚	¥3,000
3068-35	泳動用プレート(ノッチ/スパーサ付)	2枚	¥9,000
3080-36	コーム200/36(36検体)	2個	¥4,200
3022-07	ダミーアクリルプレート(厚さ9mm)	1枚	¥2,500
3070-41	ポリエステル粘着テープ(3本)	1袋	¥3,000
3070-38	サージカルテープ(3本)	1袋	—
3069-59	ゴム栓(3個)	1袋	¥450
3202-05	高電圧用セフティカバー付コード(赤・黒)	1組	¥3,000

※ コーム200/36(36検体)は、マルチチャンネルピペットに対応
 ※ 3070-31: サージカルテープ(12本) 1袋 ¥3,500

ゲルメーカー 37/200

¥100,000.

商品番号: 3037-00



仕様

泳動用プレート	200×200×4mm	ゲル厚1mm
セット可能枚数	4組	
使用液量	約 240ml	
寸法	245W×115D×240Hmm	1,700g

- ラージタイプ電気泳動 Double-200K用ゲルメーカーです。
- ポリアクリルアミドの均一ゲルが、一度に4組作製できます。
- お手持ちの泳動用プレートに合わせて、ゲルメーカーを製作しますので、お問い合わせ下さい。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3037-01	本体	1個	—
3023-09	セパレータ(厚さ0.5mm 5枚)	1袋	¥4,000
3022-07	ダミーアクリルプレート(厚さ9mm)	2枚	¥2,500
3023-14	アンダープレート	1個	¥3,000
3023-12	スパチュラ	1個	¥1,500

オプション

商品番号	商品名	数量	単価
3068-34	泳動用プレート(ブレン)	1枚	¥3,000
3068-35	泳動用プレート(ノッチ/スパーサ付)	1枚	¥9,000
3080-36	コーム200/36(36検体)	1個	¥4,200
3068-40	SDS作製コーム200(フラット)	1個	¥4,000

ラージタイプ電気泳動装置 Double-270K

¥263,000.

商品番号: 3372-00



仕様

泳動用プレート	270×215×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファー量	約 2,500ml	
寸法	280×165×240Hmm	3,300g

- 泳動用プレートのサイズは270W×215H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- 外部循環型泳動装置です。恒温循環装置(サーキュライト5710等)を使用して、一定温度で長時間の電気泳動が可能です。
- 発熱を抑えて、泳動距離を必要とする電気泳動実験に最適です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3370-01	本体(セフティカバー付)	1個	—
3370-34	泳動用プレート(ブレン)	2枚	¥4,000
3370-35	泳動用プレート(ノッチ/スパーサ付)	2枚	¥11,200
3370-52	コーム270/52(52検体)	2個	¥5,500
3370-07	ダミーアクリルプレート(厚さ9mm)	1枚	¥9,000
3070-41	ポリエステル粘着テープ(3本)	1袋	¥3,000
3070-38	サージカルテープ(3本)	1袋	—
3069-59	ゴム栓(3個)	1袋	¥450
3202-05	高電圧用セフティカバー付コード(赤・黒)	1組	¥3,000

※ コーム270/52(52検体)は、マルチチャンネルピペットに対応
 ※ 3070-31: サージカルテープ(12本) 1袋 ¥3,500