

グラジエントゲルメーカー GR38/160

¥72,000.

商品番号:3038-00



- アクリルアミド濃度をグラジエントに作製する為のゲルメーカーです。
- 泳動プレートサイズは160W×160H×4mmで、一度に4組作製できます。

仕様	泳動用プレート	160W×160H×4mm	ゲル厚1mm
	セット可能枚数	4組	
	使用液量	約 230ml	
	寸法	205W×115D×200Hmm	1,500g

セット内容	商品番号	商品名	数量	単価
	3020-01	本体	1個	---
	3070-41	ポリエステル粘着テープ(3本)	1袋	¥3,000
	3024-09	セパレータ (5枚)	1袋	¥4,000
	3023-12	スパチュラ	1個	¥1,500

オプション	商品番号	商品名	数量	単価
	3065-34	泳動用プレート (ブレン)	1枚	¥3,000
	3065-35	泳動用プレート (ノッチ/スパーサ付)	1枚	¥8,000
	3060-28	コーム160/28(28検体)	1個	¥3,800

グラジエントミキサー 3039

¥50,000.

商品番号:3039-00



- グラジエントゲルメーカーGR38/160 用のグラジエントミキサーです。
- アクリルアミド溶液の使用量は80ml × 2 です。
- 特注サイズにてグラジエントミキサーを製作しますのでお問い合わせ下さい。

仕様	本体	円筒サイズ26φ×130Hmm
	容量	80ml×2
	寸法	95W×70D×160Hmm

オプション	商品番号	商品名	数量	単価
	3034-05	マグネチックスターラ M-20GB	1台	¥54,000
	3034-09	強力型攪拌子 (10φ×10mm)	1個	¥2,500

※ 写真のマグネチックスターラは別売りです。

グラジエントゲルメーカー GR38/200

¥72,000.

商品番号:3033-00



- アクリルアミド濃度をグラジエントに作製する為のゲルメーカーです。
- 泳動プレートサイズは200W×200H×4mmで、一度に4組作製できます。

仕様	泳動用プレート	200W×200H×4mm	ゲル厚1mm
	セット可能枚数	4組	
	使用液量	約 240ml	
	寸法	245W×115D×240Hmm	1,700g

セット内容	商品番号	商品名	数量	単価
	3033-01	本体	1個	---
	3070-41	ポリエステル粘着テープ(3本)	1袋	¥3,000
	3023-09	セパレータ (5枚)	1袋	¥4,000
	3023-12	スパチュラ	1個	¥1,500

オプション	商品番号	商品名	数量	単価
	3068-34	泳動用プレート (ブレン)	1枚	¥3,000
	3068-35	泳動用プレート (ノッチ/スパーサ付)	1枚	¥9,000
	3080-36	コーム200/36(36検体)	1個	¥4,200
	3068-40	SDSゲル作製コーム200(フラット)	1個	¥4,000

グラジエントミキサー 3034

¥52,000.

商品番号:3034-00



- グラジエントゲルメーカーGR38/200用のグラジエントミキサーです。
- アクリルアミド溶液の使用量は200ml × 2 です。
- 特注サイズにてグラジエントミキサーを製作しますのでお問い合わせ下さい。

仕様	本体	円筒サイズ48φ×120Hmm
	容量	200ml×2
	寸法	150W×70D×150Hmm

オプション	商品番号	商品名	数量	単価
	3034-05	マグネチックスターラ M-20GB	1台	¥54,000
	3034-08	強力型攪拌子 K-28-05 (12φ×20mm)	1個	¥5,500

※ 写真のマグネチックスターラは別売りです。