


セミドライプロッター-3975

¥148,000. 商品番号:3975-00



- 短時間でタンパク質を転写出来ます。
- 耐久性抜群の白金電極タイプを使用しています。
- ラージゲル、ミニゲルサイズの兼用が可能です。



200mm×200mmの大きなゲルもプロットング出来ます。耐久性抜群の白金電極タイプを使用しています。

仕様

電極サイズ	200(W) × 200(H) mm
最大電流	500mA
電圧	5V ~ 15V
時間	30min ~ 60min
寸法	250 × 250 × 50Hmm 1.4Kg

ゲルスポットカッター

各 ¥58,000.



- CBB染色、銀染色など可視染色したポリアクリルアミドゲルからスポットの切り出しが簡単に行えます。
- 同じように切り出すことが出来るので、その後のゲル内消化の作業などを同じように行う事が出来ます。
- PVDF膜のカッティングも可能です。

付属品	商品名	数量	単価
3090-24	ゲルスポットカッター 2.4φ	1	¥58,000
3090-21	ゲルスポットカッター 2.1φ	1	¥58,000
3090-18	ゲルスポットカッター 1.8φ	1	¥58,000
3090-12	ゲルスポットカッター 1.2φ	1	¥58,000

※ ゲルスポットカッターはフルオロホロスター® 3000に使用することは出来ません。
フルオロホロスター® 3000用のゲルピッカーは15ページの消耗品を参照下さい。

シェーカー

各 ¥108,000.



レシプロシェーカー-3970

(商品番号:3970-00)
テーブルは左右に動作します。
振とう数:14~140回/分



シーソーシェーカー-3960

(商品番号:3960-00)
テーブルは上下に動作します。
振とう数:3~30回/分



ロータリーシェーカー-3950

(商品番号:3950-00)
テーブルは円形状に動作します。
振とう数:14~140回/分



大きいポリアクリルアミドゲルを染色する場合は、レシプロシェーカーがお奨めです。

共通仕様

テーブル寸法	220×319×15H mm
本体寸法	225×254×130H mm
搭載重量	3.0 kg
本体重量	4.0 kg
入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	3970 : 25VA 3960 : 60VA 3950 : 25VA
価格	各 ¥108,000