

クイックラン自作ゲル電気泳動セット 3085

¥64,600.

商品番号:3085-00



仕様

泳動用プレート	106W×100D×3mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組 (1組での泳動時はダミーアクリルプレートを使用)	
使用バッファەر量	約 500ml	
寸法	125W×95D×135Hmm 500g	

- 付属の泳動用プレートに、アクリルアミドゲルを作製して泳動を行います。
- コンパクト設計で、素早く泳動用プレートがセットできます。

使い易さが光った一品！

一級建築士が設計した綺麗な形状をご覧ください。




セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3085-01	本体 (セフティカバー付)	1台	---
3085-04	泳動用プレート 押え(オレンジ色)	1個	---
3085-34	泳動用プレート (ブレーン/スぺーサ付)	2枚	¥2,400
3085-35	泳動用プレート (ノッチ)	2枚	¥2,400
3081-13	コーム106/13 (13検体)	2個	¥2,600
3085-07	ダミーアクリルプレート (厚さ7mm)	1枚	¥1,500
3083-08	専用パッキン	2個	¥1,700
3055-44	ゲル作成Wクリップ (大8個)	1袋	¥1,600
3201-05	出力リード線 (赤・黒)	1組	¥2,500

ミニタイプスラブ電気泳動装置 Double-106

¥52,000.

商品番号:3072-00



仕様

泳動用プレート	106W×100D×3mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファەر液量	約 260ml	
寸法	145W×120D×115Hmm 250g	

- 最もポピュラーなミニタイプスラブ泳動装置で好評を頂いております。
- 使用バッファەر量は少量です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3072-01	本体	1台	---
3085-34	泳動用プレート (ブレーン/スぺーサ付)	2枚	¥2,400
3085-35	泳動用プレート (ノッチ)	2枚	¥2,400
3081-13	コーム106/13 (13検体)	2個	¥2,600
3083-08	専用パッキン	2個	¥1,700
3055-44	ゲル作成Wクリップ (大8個)	1袋	¥1,600
3055-42	泳動用プレート押えWクリップ (超特大4個)	1袋	¥800
3203-05	出力リード線 (赤・黒)	1組	¥2,500

オプション


商品番号	商品名	数量	単価
3083-08	コーム 106/8 (8検体、マルチチャンネルピペット対応)	1個	¥2,600
3083-15	コーム106/15 (15検体)	1個	¥2,800
3083-17	コーム106/17 (17検体)	1個	¥3,000

※ コームは特注にて製作する事が出来ます。ウェルの幅等をお知らせ下さい、見積りを致します。

ミニタイプスラブ用ゲルメーカー 28/106

¥59,000.

商品番号:3028-00



仕様

泳動用プレート	106W×100D×3mm	ゲル厚1mm
セット可能枚数	4組	
使用液量	約 300ml	
寸法	120W×70D×95Hmm	

- クイックラン自作ゲル電気泳動セット 3085とミニタイプスラブ電気泳動装置 Double-106用ゲルメーカーです。泳動用プレートサイズが合えば、他社電気泳動装置でもゲル作製ができます。

- ポリアクリルアミドの均一ゲルが、一度に4組作製できます。

- お手持ちの泳動用プレートに合わせてゲルメーカーを製作しますのでお問い合わせ下さい。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3028-01	本体 (泳動用プレート押え付)	1個	---
3028-09	セパレーター (厚さ0.5mm 6枚)	1袋	¥6,000
3028-07	ダミーアクリルプレート (厚さ7mm)	2枚	¥3,000
3023-12	スパチュラ	1個	¥1,500

オプション

商品番号	商品名	数量	単価
3085-34	泳動用プレート (ブレーン/スぺーサ付)	1枚	¥2,400
3085-35	泳動用プレート (ノッチ)	1枚	¥2,400
3083-13	コーム106/13(13検体)	1個	¥2,600