


スタンダード泳動装置 (160×160)

スタンダードタイプ電気泳動装置 Single-160

¥55,200.

商品番号:3060-00



- 泳動用プレートのサイズは160W×160H×4mm、1組をセットして電気泳動が行えます。
- 泳動用プレートは、幅広く使用されているスタンダードサイズです。
- 多検体のサンプル比較にて、泳動距離を必要とする実験に最適です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3430-01	本体	1台	---
3060-34	泳動用プレート (プレーン/スパーサ付)	1枚	¥4,000
3060-35	泳動用プレート (ノッチ)	1枚	¥5,600
3060-28	コーム160/28 (28検体)	1個	¥3,800
3060-38	シール用チューブ(3本)	1袋	¥1,200
3055-43	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥850
3055-41	泳動用プレート押えクリップ (超特大2個)	1袋	¥400
3203-05	出力リード線 (赤・黒)	1組	¥2,500

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

仕様

泳動用プレート	160×160×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	1組	
使用バッファەر量	約 600ml	
寸法	195W×155D×195Hmm	1,000g

スタンダードタイプ電気泳動装置 Double-160K

¥130,000.

商品番号:3065-00



- 泳動用プレートのサイズは160W×160H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- 外部循環型泳動装置です。恒温循環装置 (サーキュライト5710等) を使用して、一定温度で長時間の電気泳動が可能です。
- 発熱を抑えて、泳動距離を必要とする電気泳動実験に最適です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3360-01	本体 (セフティカバー付)	1台	---
3065-34	泳動用プレート (プレーン)	2枚	¥3,000
3065-35	泳動用プレート (ノッチ/スパーサ付)	2枚	¥8,000
3060-28	コーム160/28 (28検体)	2個	¥3,800
3032-07	ダミーアクリルプレート (厚さ9mm)	1枚	¥2,500
3070-41	ポリエスチル粘着テープ (3本)	1袋	¥3,000
3070-38	サージカルテープ (3本)	1袋	---
3069-59	ゴム栓 (3個)	1袋	¥450
3202-05	高電圧セフティカバー付コード(赤・黒)	1組	¥3,000

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

仕様

泳動用プレート	160×160×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファەر量	約 890ml	
寸法	230W×160D×195Hmm	2,400g

ゲルメーカー 36/160

¥100,000.

商品番号:3036-00



- スタンダードタイプ電気泳動用ゲルメーカーです。
- ポリアクリルアミドの均一ゲルが、一度に4組作製できます。
- 手持ちの泳動用プレートに合わせて、ゲルメーカーを製作しますのでお問い合わせ下さい。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3036-01	本体	1個	---
3024-09	セパレータ (厚さ 0.5mm 5枚)	1袋	¥4,000
3032-07	ダミーアクリルプレート (厚さ 9mm)	2枚	¥2,500
3023-16	アンダープレート	1個	¥3,000
3023-12	スパチュラ	1個	¥1,500

オプション

商品番号	商品名	数量	単価
3065-34	泳動用プレート (プレーン)	1枚	¥3,000
3065-35	泳動用プレート (ノッチ/スパーサ付)	1枚	¥8,000
3060-28	コーム160/28 (28検体)	1個	¥3,800

仕様

泳動用プレート	160×160×4mm	ゲル厚1mm
セット可能枚数	4組	
寸法	205W×115D×200Hmm	1,200g