

検体送付のご案内

アナテック株式会社
サルファーインデックス事業部

➤ 始めに

検体は常に冷凍保存でお願い致します。また、送付の際は担当者にご連絡の上、冷凍便で送付してください。よろしくお願い致します。

➤ 送付先

営業日以外の試料受取は行っておりません。

検体安着のため『**冷凍便**』でご送付願います。

弊社営業時間（平日 9:30 ~ 17:00）内の時間指定でお願いします。

輸送経費は発送元払いでお願いします。

〒113-0034
東京都文京区湯島2丁目31番15号 和光湯島ビル3F
TEL: 03-3812-8701
アナテック株式会社
サルファーインデックス事業部 担当者 宛

➤ 送付方法

1. 検体を準備する

- ・ サンプルチューブにサンプル名を油性ペンで直書きしてください。
- ・ チューブの蓋に検体No.を記載頂けますとより安全です。
- ・ **【推奨】パラフィンフィルムで蓋を固定してください。**



2. 検体を検体箱にセッティングする

- ・ 検体が輸送中に倒れ、内容物が漏れるケースが御座いますので倒れないようにセッティングしてください。

3. 発泡スチロール箱に検体箱を入れる

- ① 発泡スチロールの中にドライアイスを入れる。
- ② 検体箱を動かない様に入れる。
- ③ 隙間を埋める様にドライアイスを入れる。
- ④ 梱包材を上に乗せ、検体箱を固定する。



4. 発泡スチロール箱の蓋を閉じ送付する



冷凍便で送付してください