

## クールホレスター® SDS-PAGE Dual-160K

¥185,000.

商品番号:3360-00



- 13cmゲルストリップに対応。
- スタンダードなSDS-PAGE泳動装置で、泳動用プレートは2組をセットして使用が可能です。
- 外部循環サーキュレータを併用する事により、一定温度で長時間の電気泳動が可能です。

### セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3360-01	本体 (セフティカバー付)	1	---
3065-34	泳動用プレート (プレーン)	2	¥3,000
3065-35	泳動用プレート (ノッチ/スパーサ付)	2	¥8,000
3066-40	SDSゲル作成コーム160 (フラット)	2	¥4,000
3066-39	ゲルストリップ押えシャークコーム160	2	¥6,000
3032-07	ダミーアクリルプレート (160×160×厚さ9mm)	1	¥2,500
3070-41	ポリエステル粘着テープ (3本)	1	¥3,000
3070-38	サージカルテープ (3本)	1	---
3069-59	ゴムキャップ (3個)	1	¥450
3202-05	高電圧用セフティカバー付コード (赤・黒)	1	¥4,800
(オプション)			
3065-41	SDSゲル作成コーム161 (マーカー溝付)	1	¥4,500
3070-31	サージカルテープ (12本)	1	¥3,500


### 仕様

泳動用プレート	160×160×4mm ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組
使用バッファەر量	約1400ml
循環水流量	~1.0L/Min
寸法	230×130×195Hmm 2.4Kg

## クイックラン2DEゲル電気泳動セット

¥73,600.

商品番号:3086-00



- 7cmゲルストリップに対応。
- 泳動用プレートは最大2組をセットして使用が可能です。
- クイックランはコンパクト設計で、簡単に泳動用プレートがセット出来ます。
- ミニクイックゲル (プレキャストゲル) も使用可能です。

使い易さが光った一品！  
ちょっと高いけど、毎日使うものだから使い易いものを。



### セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3085-01	本体 (セフティカバー付)	1	---
3085-34	泳動用プレート (プレーン/スパーサ付)	2	¥2,400
3085-35	泳動用プレート (ノッチ)	2	¥2,400
3057-40	SDSゲル作成コーム106 (フラット)	2	¥5,500
3057-39	ゲルストリップ押えシャークコーム106	2	¥4,000
3085-07	ダミーアクリルプレート (厚さ7mm)	1	¥1,500
3083-08	専用パッキン	2	¥1,500
3083-43	ゲル作成クリップ (4個)	2	¥800
3201-05	出力リード線 (赤・黒)	1	¥2,500

### 仕様

泳動用プレート	106×100×3mm ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組
使用バッファەر量	約500ml
寸法	125×95×135Hmm 500g

## SDS-PAGE用 ゲルメーカー37/200 (200×200mm) 37/270 (270×215mm) 36/160 (160×160mm)



- 泳動用プレートを最大4組セットして、均一濃度のポリアクリルアミドゲルを作成する事が出来ます。
- 泳動用プレートはそれぞれ160mm、200mm及び270mmに対応。ゲル厚1mm。
- アクリルアミド溶液のロスが少なくゲルを作成出来ます。

### 仕様

	37/200 (商品番号 3037-00)	37/270 (商品番号 3032-00)	36/160 (商品番号 3036-00)
対応SDS-電気泳動装置	Dual-200K Tetra-200K	Dual-270K	Dual-160K
泳動用プレートサイズ	200×200×4mm	270×215×4mm	160×160×4mm
泳動用プレート作成組数	最大4組	最大4組	最大4組
容量	約240ml / 4組	約350ml / 4組	約170ml / 4組
寸法	245×115×240Hmm	315×115×255Hmm	205×115×200Hmm
重量	1.7Kg	2.0Kg	1.2Kg
価格	¥100,000	¥120,000	¥100,000