


ワイドスラブ泳動装置 (160×100)

ワイドスラブ電気泳動装置 Single-160S

¥57,000.

商品番号:3470-00



仕様

泳動用プレート	160×100×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	1組	
使用バッファ容量	約 210ml	
寸法	180W×100D×115Hmm	500g

- 最もポピュラーなワイドスラブ泳動装置で好評を頂いております。
- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、1組をセットして電気泳動が行えます。
- 多検体のサンプル比較にて、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。

セット内容


商品番号	商品名	数量	単価
3410-01	本体	1台	—
3410-34	泳動用プレート(プレーン/スベータ付)	1枚	¥4,600
3410-35	泳動用プレート(ノッチ)	1枚	¥6,400
3060-28	コーム160/28(28検体)	1個	¥3,800
3083-07	専用パッキン	1個	¥2,500
3055-43	ゲル作成Wクリップ(大4個)	1袋	¥850
3055-41	泳動用プレート押えWクリップ(超特大2個)	1袋	¥400
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

ワイドスラブ電気泳動装置 Double-160D

¥72,000.

商品番号:3480-00



仕様

泳動用プレート	160×100×4mm	ゲル厚1mm
泳動可能枚数	2組	
使用バッファ容量	約 380ml	
寸法	180W×140D×115Hmm	550g

- 最もポピュラーなワイドスラブ泳動装置で好評を頂いております。
- 泳動用プレートのサイズは160W×100H×4mm、2組をセットして電気泳動が行えます。
- 多検体のサンプル比較にて、泳動距離をあまり必要としない実験に最適です。

セット内容

商品番号	商品名	数量	単価
3420-01	本体	1台	—
3410-34	泳動用プレート(プレーン/スベータ付)	2枚	¥4,600
3410-35	泳動用プレート(ノッチ)	2枚	¥6,400
3060-28	コーム160/28(28検体)	2個	¥3,800
3083-07	専用パッキン	2個	¥2,500
3055-44	ゲル作成Wクリップ(大8個)	1袋	¥1,600
3055-42	泳動用プレート押えWクリップ(超特大4個)	1袋	¥800
3203-05	出力リード線(赤・黒)	1組	¥2,500

※ コーム160/28(28検体)は、マルチチャンネルピペットに対応

電気泳動用パワーサプライ・パワーホレスター[®] 3860 (600V500mA)

¥98,000.

商品番号:3860-00



- 定電圧、定電流の2モード電源です。
- SDS-PAGE、サブマリンアガロースゲル、ブロットング用のパワーサプライとして幅広く使用可能です。

仕様

制御方式	スイッチングレギュレータ方式
設定出力定電圧	10V~600V
設定出力定電流	1mA~500mA
出力分解能	電圧1V 電流1mA
タイマー機能	9999分
オープン検出回路	設定(100uA)又は解除が可能
安全機能	漏れ電流保護回路、出力保護回路、過負荷短絡保護回路、ヒューズ
出力ターミナル	並列回路にて2系統
入力	AC100V±10% 50/60Hz 200W Max
寸法	100×300×180Hmm 2.4kg

付属品

商品番号	商品名	数量	単価
3202-05	高電圧用セフティカバー付コード(赤・黒)	1	¥3,000
3320-54	電源コード	1	¥2,500