


## レシプロシェーカー

¥128,000. 商品番号:3970-00



- テーブルは左右に動作します。
- 振とう数は 12 ~ 120回/分で、搭載重量は最大2.0kgです。
- ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養に使用が出来ます。
- 耐熱設計(65℃)となっていますので、インキュベータ内での使用可能です。

### 仕様

テーブル寸法	220W×319D×15H mm
振とう数	12 ~ 120 回/分
搭載重量	約 2.0 kg
本体寸法	225W×319D×130H mm 4.0kg
電源	AC100V 50/60Hz 25VA

## シーソーシェーカー

¥128,000. 商品番号:3960-00



- テーブルは上下に動作します。
- 振とう数は 3 ~ 33回/分で、搭載重量は最大2.0kgです。
- 抗原抗体反応・各種培養に最適な超低速動作が可能です。
- 耐熱設計(65℃)となっていますので、ハイブリダイセーション、及び、インキュベータ内での使用が可能です。

### 仕様

テーブル寸法	220W×319D×15H mm
振とう数	3~ 33 回/分
搭載重量	約 2.0 kg
本体寸法	225W×319D×140H mm 4.0kg
電源	AC100V 50/60Hz 25VA

## ロータリーシェーカー

¥128,000. 商品番号:3950-00



- テーブルは円形状に動作します。
- 振とう数は 12 ~ 120回/分で、搭載重量は最大2.0kgです。
- プロテイングの抗原抗体反応、各種培養に使用が出来ます。
- 耐熱設計(65℃)となっていますので、インキュベータ内での使用が可能です。

### 仕様

テーブル寸法	220W×319D×15H mm
振とう数	12 ~ 120 回/分
搭載重量	約 2.0 kg
本体寸法	225W×319D×130H mm 4.0kg
電源	AC100V 50/60Hz 25VA

## バキュームドライヤー 3995

¥88,000. 商品番号:3995-00



- 本体内部にヒーターが内蔵しており、吸引とのダブル乾燥方式となっております。
- 大型スラブゲルでしたら 1枚、ミニタイプスラブゲルでしたら 2枚同時にセットして使用できます。

### 仕様

有効ゲル寸法	200W×200Dmm (最大)
プレート面加工	テフロン処理
設定温度	40~80℃
本体寸法	250W×250D×80Hmm 4.5kg
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A